



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

feels
like
kulzer

Κατάλογος Οδοντιατρικών Προϊόντων
2026-2027

KULZER

VIVIDA

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ

OFFICE KIT

Προσφέρετε στους ασθενείς σας ένα αισθητά πιο φωτεινό χαμόγελο σε μία μόνο συνεδρία με το Kulzer Vivida Office Shade Correction.

Έχει σχεδιαστεί για το σύγχρονο οδοντιατρείο, προσφέροντάς σας ένα επαγγελματικό σύστημα διόρθωσης απόχρωσης δοντιών με προβλέψιμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΗΠΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η πατενταρισμένη φόρμουλα HPS με συγκέντρωση 25% HPS (Hydrogen Peroxide Superior) αποτελεί τη βάση για εμφανή αποτελέσματα στη διόρθωση της απόχρωσης δοντιών. Είναι επαρκώς ισχυρή ώστε να προσφέρει εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η υπερευαισθησία ή η φθορά της αδαμαντίνης.

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνετε σημαντική βελτίωση της απόχρωσης σε μόλις 30-45 λεπτά, προσφέροντας μια άνετη εμπειρία για τους ασθενείς σας.

ΕΤΟΙΜΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΕΙΣ

Το Kulzer Vivida Office Shade Correction έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη ροή εργασίας στο ιατρείο σας. Η γέλη διατίθεται σε έτοιμο προς χρήση στυλό (Pen) με πρακτικό πινέλο εφαρμογής, εξαλείφοντας στη διαδικασία της ανάμιξης και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Βασικό χαρακτηριστικό ελέγχου και ευκολίας είναι η αλλαγή στη σύσταση της γέλης: μετά την εφαρμογή γίνεται πιο παχύρρευστη και συνεπώς, παραμένει ακριβώς στο σημείο που την τοποθετείτε.

Για μέγιστη ευκολία, το σύστημα μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου και, πάνω απ' όλα, δεν απαιτεί επιπλέον φως για ενεργοποίηση.

Για να καλύψετε τις ιδιαίτερες ανάγκες του ιατρείου σας, το σύστημα διατίθεται σε διαφορετικές συσκευασίες:

Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
66100132	Kulzer Vivida Office Starter Pack	Office Pens (στυλό) 3 x 2ml
66100135	Kulzer Vivida Office Refill	Office Pens (στυλό) 12 x 2ml
66100133	Kulzer Vivida Gingiva Barrier	Σύριγγες φωτοπολυμεριζόμενου φραγμού για τα ούλα 2 x 1,2ml

HOME KIT

Θέλετε να προσφέρετε στους ασθενείς σας ένα ήπιο και εύχρηστο σύστημα λεύκανσης δοντιών που μπορεί να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου;

Το Kulzer Vivida Home Kit σας προσφέρει μια πρακτική λύση για το ιατρείο σας, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των ασθενών σας.



ΑΝΕΣΗ, ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Το Kulzer Vivida Home Kit έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δική σας ευκολία. Η αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 25 °C) απλοποιεί το χειρισμό και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Το βελτιωμένο χαμηλό ιξώδες της λευκαντικής γέλης μετατρέπεται αυτόματα σε πιο παχύρρευστη σύσταση αφού τοποθετηθεί στο στόμα, κάνοντας την εφαρμογή του νάρθηκα λεύκανσης (και κατά συνέπεια τη θεραπεία) ασφαλή και άνετη για τους ασθενείς σας.

Με συγκέντρωση 6% HPS, η χημική δομή έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί την υπερευαισθησία, καθιστώντας τη διαδικασία λεύκανσης άνετη και ήπια για τα δόντια. Η απευαισθητοποιητική δράση του Tooth Conditioner ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το πλεονέκτημα.

Επιτρέψτε στους ασθενείς σας να λευκάνουν τα δόντια τους χωρίς την ταλαιπωρία της ολονύκτιας εφαρμογής, με συντόμευση του χρόνου θεραπείας σε μόλις 15-30 λεπτά την ημέρα.

Η συσκευασία περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη θεραπεία λεύκανσης στο σπίτι:

- Προ-Λευκαντική Οδοντόκρεμα (Pre-Whitening Toothpaste) (κωδικός: 66100141).
- Λευκαντική Γέλη (Whitening Gel) (κωδικός: 66100143).
- Conditioner δοντιών (Tooth Conditioner) (κωδικός: 66100142).
- Θήκη νάρθηκα λεύκανσης (Tray Case).

Κωδικός	Συσκευασία
66100140	Kulzer Vivida Home Kit 6%
66100138	Kulzer Vivida Office Prophy Pen 6%



ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ - ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γιατί να επιλέξετε τη ρητίνη Charisma E4SY για τις καθημερινές σας αποκαταστάσεις;

- **Μόνο 4 αποχρώσεις αντί για 16 αποχρώσεις VITA®:**
Λιγότερη πολυπλοκότητα, απόλυτη κλινική σιγουριά.
- **Σχεδιασμένο με μονοχρωματική ευκολία για το 90% των αποκαταστάσεών σας*:**
Αποδεδειγμένη ευελιξία σε καθημερινές αποκαταστάσεις.
- **Εξοικονομήστε έως και 10 λεπτά ανά αποκατάσταση*:**
Βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα.
- **Κατασκευάζεται στη Γερμανία:**
Με την υπογραφή 90 ετών εμπειρίας.

*Beta test με 186 συμμετέχοντες σε EEU, BR, MEA. Τεκμηρίωση διαθέσιμη



ΓΙΑΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

- **Ένα σύστημα για όλες τις τάξεις κοιλιοτήτων:**
Ιδανικό για καθημερινές αποκαταστάσεις πρόσθιων και οπίσθιων δοντιών.
- **Διαφοροποίηση σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα:**
Σε αντίθεση με τις σύνθετες ρητίνες πολλαπλών αποχρώσεων, η μονοχρωματική διαστρωμάτωση με τη ρητίνη Charisma E4SY μειώνει την πολυπλοκότητα, χωρίς να θυσιάζει την αισθητική.
- **Απλοποιημένος χειρισμός:**
Διαισθητική εφαρμογή, ιδανική σύσταση για άνετη διαμόρφωση, δυνατότητα προθέρμανσης**, διαθεσιμότητα σε μορφή σύριγγας ή κάψουλας (PLT).
- **Πλεονέκτημα διαχείρισης αποθέματος:**
Λιγότερες αποχρώσεις, μειωμένο στοκ, χαμηλότερα κόστη.
- **Ενσωμάτωση στη ροή εργασίας σας:**
Για περαιτέρω απλότητα, συνδυάστε με τη ρητίνη Charisma Bulk Flow ONE για βαθιές οπίσθιες κοιλιοότητες και με το GLUMA Bond Universal για αξιόπιστη συγκόλληση.

**μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας

Κωδικός	Συσκευασία
66100839	Charisma E4sy Syringe Refill 1 x 4gr Light
66100840	Charisma E4sy Syringe Refill 1 x 4gr Medium
66100841	Charisma E4sy Syringe Refill 1 x 4gr Dark
66100842	Charisma E4sy Syringe Refill 1 x 4gr Bleach
66101230	Charisma E4sy Plt Refill 20 x 0.25gr Light
66101231	Charisma E4sy Plt Refill 20 x 0.25gr Medium
66101232	Charisma E4sy Plt Refill 20 x 0.25gr Dark
66101233	Charisma E4sy Plt Refill 20 x 0.25gr Bleach
66101240	Charisma E4sy Syr Assortment 4 x 4gr
66101241	Charisma E4sy Syringe Simplicity Kit



Σκάναρετε εδώ για
περισσότερες πληροφορίες

CHARISMA® DIAMOND

Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η νανο-υβριδική ρητίνη προσθίων - οπισθίων Charisma Diamond, συνδυάζει ελάχιστη συρρίκνωση με υψηλή αντοχή και απaráμιλλη αισθητική. Για απλές αποκαταστάσεις, η ρητίνη Charisma Diamond προσδίδει τέλεια αποτελέσματα με ένα στρώμα, ενώ για ιδιαίτερα περίπλοκες αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής, με τη διαστρωματική τεχνική. Η κατοχυρωμένη φόρμουλα σύνθεσης της ρητίνης Charisma Diamond, βασίζεται σε ένα ειδικό μονομερές χαμηλής συστολής που συνδυάζει τέλεια την μεγάλη διάρκεια και αντοχή με ελάχιστη συστολή. Η εξαιρετικά υψηλή δύναμη εφελκυσμού της ρητίνης, την καθιστά ανθεκτική στις πιέσεις μάσησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο θραύσης και εξασφαλίζει αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας. Η ρητίνη Charisma Diamond προσφέρει 21 αποχρώσεις, εκ των οποίων, τέσσερις αποχρώσεις οδοντίνης και τέσσερις κοπτικές διαφάνειες.



Ενδείξεις

- Εμφράξεις Ομάδων I – V κατά Black.
- Διορθώσεις σχήματος και απόχρωσης των δοντιών (π.χ. κλείσιμο διαστήματος).
- Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών από τραυματισμό ή περιοδοντική ασθένεια.
- Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών.
- Επιδιορθώσεις πορσελάνης και ρητίνης (σε συνδυασμό με κατάλληλο συγκολλητικό σύστημα).
- Άμεσες όψεις ρητίνης.
- Κατασκευή αξόνων.

Αποχρώσεις

Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, BL (bleach), BXL (bleach extra light)

Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark), OB (opaque bleach)

Διαφάνεια: CL (clear), AM (amber), CO (clear opal), YO (yellow opal)

Opaque Dentine		OB	OL	OM	OD				
Universal		BXL	BL	A1	A2	A3	A3.5	A4	
				B1		B2	B3		
				C2		C3			
				D3					
Incisal	Translucent					CL	AM		
	Opalescent					CO	YO		

CHARISMA® DIAMOND ONE

Μετά από πολύχρονη κλινική εμπειρία της κορυφαίας ρητίνης Charisma Diamond -άνω των 10 ετών-, η Kulzer με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει τη ρητίνη Charisma Diamond ONE, η οποία προσφέρει απόλυτη χρωματική προσαρμογή με μία μόνο απόχρωση.

Η αποκατάσταση γίνεται αόρατη καθώς αποκτά το χρώμα του περιβάλλοντος δοντιού.

Η λύση στις καθημερινές αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών με μία μόνο απόχρωση! Καταργήστε τη χρωματοληψία και κερδίστε χρόνο!

Πλεονεκτήματα

- Παρουσιάζει απίστευτες ιδιότητες προσαρμογής χρώματος.
- Παρέχει υψηλή ακτινοσκοπιότητα για ευκολία διάγνωσης.
- Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή κατά των αποφλοιώσεων και καταγμάτων.
- Διαθέτει πολύχρονη κλινική εμπειρία (άνω των 10 ετών).
- Είναι εξ ολοκλήρου ελεύθερη από σχετιζόμενα με BPA-μονομερή.



Κωδικός	Συσκευασία
66087169	Charisma Diamond One
66087171	Charisma Diamond ONE kit: 2 σύριγγες x 4 γρ. Charisma Diamond ONE + 1 φιαλίδιο Gluma Bond Universal

CHARISMA® CLASSIC

ΕΜΠΕΙΡΙΑ x ΕΡΕΥΝΑ = ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROGLASS® II

Η μικρο-υβριδική ρητίνη Charisma Classic αποτελεί την επόμενη γενιά της ρητίνης Charisma, του υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε εκατομμύρια εμφράξεις παγκοσμίως, για περισσότερο από 20 χρόνια. Η ρητίνη Charisma Classic είναι η πρώτη ρητίνη που προσφέρει τη δεύτερης γενιάς τεχνολογία εκδόχων Microglass. Εξελίξαμε αυτήν την τεχνολογία σε στενή συνεργασία με οδοντιάτρους παγκοσμίως, για να καλύψουμε τις απαιτήσεις σας για μια ρητίνη εύχρηστη, που αποδίδει την αισθητική και τη φωτεινότητα των φυσικών δοντιών.



Η μονοχρωματική διαστρωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη

- **Το αποτέλεσμα των εκδόχων Microglass® II:** Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις! Καθώς όλοι οι δείκτες διάθλασης στη μήτρα του υλικού και το σύστημα εκδόχων έχουν ιδανικά ευθυγραμμιστεί, η νέα τεχνολογία Microglass II προσφέρει φωτεινότητα και λάμψη εκ των έσω, αλλά και αυξημένη κατά 56% χρωματική προσαρμογή.
- **Εύκολος χειρισμός:** Η ρητίνη Charisma Classic, όχι μόνο επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση λόγω της κρεμώδους σύστασής του, αλλά παρέχει και τις άριστες ιδιότητες τροχίσματος και στίλβωσης, αποδίδοντας επιφάνειες υψηλής στιλπνότητας και λάμψης.

Αποχρώσεις

Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2

Οδοντίνη: OA2, OA3, OA3.5

Συσκευασίες

Μεμονωμένες αποχρώσεις σε σύριγγες 4gr

Κωδικός	Συσκευασία
66056108	Charisma Classic Combi kit 8 x 4gr + G2B: 8 σύριγγες x 4gr - A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3 & 1 x 4ml Gluma 2Bond & 2 x 2.5ml Gluma Etch gel
66056109	Charisma Classic Combi kit 6 x 4gr + G2B: 6 σύριγγες x 4gr - 2 σύριγγες x A2, A3, 1 σύριγγα x A1, A3.5 & 1 x 4ml Gluma 2Bond & 2 x 2.5ml Gluma Etch gel
66056110	Charisma Classic Syr. 4x4gr: 4 σύριγγες A1, A2, A3, OA2

CHARISMA® BULK FLOW ONE

Η πρώτη λεπτόρρευστη bulk ρητίνη απόχρωσης ONE για καθημερινές αποκαταστάσεις.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή απόχρωση: Με τις απίστευτες ιδιότητες χρωματικής προσαρμογής του Charisma Bulk Flow ONE, η αποκατάσταση εναρμονίζεται με το περιβάλλον δόντι (γίνεται αόρατη).

Εύκολος χειρισμός: Οι κοιλότητες αποκαθίστανται γρήγορα και εύκολα με βάθος έως και 4 mm χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επιστρωση μασητικά.

Αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας: Μειωμένη συρρίκνωση, υψηλή ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην αποτριβή εξασφαλίζουν ανθεκτικές αποκαταστάσεις που αντέχουν το υψηλό φορτίο μάσησης στην οπίσθια περιοχή.



Κωδικός	Συσκευασία
66094725	Charisma Bulk Flow One syr. 1 x 2gr
66095336	Charisma Bulk Flow One value- kit syringe

STARLIGHT PRO®

ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ

Πλεονεκτήματα

- Πυκνότητα Ισχύος 1400 mw/cm².
- Μόλις 120 λεπτά φόρτισης αρκούν για 320 φωτοπολυμερισμούς των 10".
- Αποστειρώσιμος αγωγός οπτικών ινών, Ø 8 mm.
- Δεν απαιτεί ανεμιστήρα, καθώς δεν αναπτύσσει θερμότητα - αθόρυβη λειτουργία.
- Σταθερή ισχύς φωτός ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης - Ενσωματωμένο φωτόμετρο.
- Η λεία, συνεχής και συμπαγής επιφάνεια επιτρέπει την τέλεια απολύμανση.
- Το διπλό ακουστικό σήμα ενεργοποιείται όταν η μπαταρία είναι επαρκής για 6 κύκλους πολυμερισμού.



Κωδικός	Συσκευασία
66096829	Starlight Pro

RETRAXIL®

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ

Το RetraXil είναι μια στυπτική πάστα απώθησης ούλων για προσωρινή διεύρυνση της ουλοδοντικής σχισμής και για να σταματά την αιμορραγία. Εκτός από τη μηχανική απώθηση που προσφέρει η πάστα, το στυπτικό χλωριούχο αργίλιο (15%) συμβάλλει και στην επίτευξη αιμόστασης.

Η πάστα RetraXil μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από αναλογικές και ψηφιακές λήψεις αποτυπωμάτων. Επίσης είναι κατάλληλο για συγκόλληση προσωρινών και μόνιμων αποκαταστάσεων, καθώς και για σφραγίσματα τάξης II και V.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτει το λεπτότερο ρύγχος της αγοράς, κάτι που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην ουλοδοντική σχισμή και εξασφαλίζει ακριβή και ατραυματική εφαρμογή.



Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
66098180	RetraXil Starter Pack	4 σύριγγες x 1gr, 2 βοηθητικά εργαλεία περιστροφής (Twisting Aids), 20 ρύγχη
66098179	RetraXil Value Pack	10 σύριγγες x 2gr, 10 σετ x 5 ρύγχη
66087214	RetraXil Twisting Aid - Ανταλλακτικό	2 σετ των 10 τεμαχίων
66087215	RetraXil Cannula - Ανταλλακτικό	5 σετ x 20 ρύγχη

GLUMA® 2Bond

Με βάση την μακροχρόνια εμπειρία μας στη συγκόλληση, έχουμε αναπτύξει το συγκολλητικό σύστημα Etch & Rinse GLUMA 2Bond. Πληροί τις καθημερινές απαιτήσεις σας για την απλή και state-of-the-art συγκόλληση. Το GLUMA 2Bond παράγει εξαιρετική συγκόλληση στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη, καθώς και βέλτιστη έμφραξη στα αυχενικά όρια. Επιπλέον, παρέχει ένα αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης για ευαίσθητους ασθενείς ή απευαισθητοποίηση υπερευαίσθητων περιοχών.

Οφέλη

Με το GLUMA 2Bond, μπορείτε να επωφεληθείτε από:

- Μεγαλύτερη αποδοτικότητα: Λόγω της ειδικής φόρμουλας, το GLUMA 2Bond απαιτεί μόνο ένα στρώμα για προετοιμασία, συγκόλληση και απευαισθητοποίηση.
- Περισσότερη ασφάλεια: Το GLUMA 2Bond παρέχει εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης και ιδανική έμφραξη των ορίων, λόγω της καινοτόμου χημείας.
- Περισσότερη αξιοπιστία: Πολυάριθμες μελέτες και δοκιμές έχουν αποδείξει τις ιδιότητες δεσμού του GLUMA 2Bond.
- Μεγαλύτερη άνεση: Το GLUMA 2Bond είναι ένα έτοιμο προς χρήση σε ένα φιαλίδιο. Απλή εφαρμογή χωρίς προηγούμενη ανάμειξη ή ανακίνηση.



Κωδικός	Συσκευασία
66040971	GLUMA 2Bond Bottle Value Pack
66040972	GLUMA 2Bond Bottle Refill
66040973	GLUMA 2Bond Bottle Assortment

GLUMA® BOND UNIVERSAL

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



Με βάση την μακροχρόνια εμπειρία μας στη συγκόλληση, αναπτύξαμε το GLUMA Bond Universal - έναν γενικής χρήσεως συγκολλητικό παράγοντα που απαντά σε όλες τις ανάγκες σας για συγκόλληση. Το GLUMA Bond Universal είναι αποτελεσματικό χάρη στον εύκολο χειρισμό και στον αξιόπιστο ισχυρό δεσμό που παρέχει.

Το μοναδικό σύστημα ελέγχου υγρασίας που περιλαμβάνει MDP κάνει πολύ εύκολο το να στεγνώσετε με αέρα και παρέχει ένα ομοιογενές στρώμα συγκόλλησης. Με το GLUMA Bond Universal, δουλεύετε αποτελεσματικά και οικονομικά και είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία για μια μακράς διάρκειας αποκατάσταση.

Οφέλη

Ένα φιαλίδιο του Universal συγκολλητικού παράγοντα, αντιπροσωπεύει πολλαπλά οφέλη για εσάς:

- Για κάθε τεχνική συγκόλλησης: ολική αδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση, αυτο-αδροποίηση
- Για όλα τα οδοντιατρικά υλικά. Για τη συγκόλληση πυριτικών κεραμικών, προετοιμάζετε την αποκατάσταση χρησιμοποιώντας το GLUMA Ceramic Primer.
- Για ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις και ενδοστοματικές επιδιορθώσεις.
- Για εύκολο και ασφαλή χειρισμό και απόδοση με τεχνολογία αιχμής.

Κωδικός	Συσκευασία
66061421	Gluma Bond Universal Bottle Refill 1 x 4ml
66061422	Gluma Bond Universal Bottle Value Pack
66061425	Gluma Ceramic Primer 1 x 4ml



Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας της Kulzer στις Α-σιλικόνες, δημιούργησαν το Variotime®, με 6 διαφορετικές ρευστότητες και μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Ενδείξεις

- Αποτυπώματα σε εμφυτεύματα.
- Λειτουργικά αποτυπώματα.
- Variotime, η νέα πολυβινυλ-σιλοξάνη με απλό, ευπροσάρμοστο χειρισμό.
- Αποτυπώματα για στεφάνες και γέφυρες.
- Αποτυπώματα για ένθετα κι επένθετα.



Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ακρίβεια.
- Μεταβλητός χρόνος εργασίας, από 1:00 - 2:30 λεπτά για να καλύπτει κάθε απαίτηση.
- Μικρός χρόνος πήξης ενδοστοματικά - 2:30 λεπτά.
- Εύκολος, αποτελεσματικός και ασφαλής χειρισμός.
- Ένα υλικό με ποικίλες εφαρμογές –για μονήρεις στεφάνες και πολλαπλές προσθετικές εργασίες– 6 διαφορετικές ρευστότητες.
- Διαθέσιμο για ανάμιξη με το χέρι, σε φύσιγγες και με τη συσκευή Dynamix.



Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
66044993	Variotime® Easy Putty Refill	2 x 300ml Handmix Refills
66045044	Variotime Easy Putty & Flow Trial kit	1 x 600ml Easy Putty, 1 x 50ml Light Flow, 5 x Mixing Tips yellow, 5 x Intraoral Tips, 1 x Universal Adhesive (10ml)
66045036	Variotime® Medium Flow Refill & MixingTips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills
66045038	Variotime® Light Flow Refill & Mixing Tips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills
66045040	Variotime® Extra Light Flow Refill & Mixing Tips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills
66044998	Variotime® Heavy Tray Refill & Mixing Tips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills
66045032	Variotime® Monophase Refill & Mixing Tips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills
66045042	Variotime® Bite Cartridge Refill & Mixing Tips	2 x 50ml Automix Cartridge Refills

DYNAMIX® SPEED 2

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗ

Η συσκευή Dynamix Speed προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της αυτόματης ανάμιξης, και επιπλέον: μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου λόγω της διπλάσιας ταχύτητας, του εύκολου χειρισμού και της ομοιογενούς και με απώλεια φυσαλίδων ανάμιξης. Το υλικό αναμειγνύεται κι εξωθείται με ηλεκτρονικό έλεγχο σε κάθε χρήση του. Η συσκευή Dynamix speed είναι ιδανική για χρήση με τις Α-σιλικόνες της Kulzer.



Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ταχύτητα ανάμιξης και δΟΣΟΛΟΓΙΑ του δισκαρίου σε μόνο 15 δευτερόλεπτα.
- Ομοιογενής ανάμιξη χωρίς φυσαλίδες.
- Σταθερή ποιότητα ανάμιξης - ανεξάρτητη του ανθρωπίνου παράγοντα.
- Ακριβής δΟΣΟΛΟΓΙΑ αποτυπωτικού υλικού.
- Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού.
- 3 επιλογές ταχύτητας - 2 για πλήρωση δισκαρίων (Dynamix® υψηλή ταχύτητα, κανονική ταχύτητα ST) και 1 για πλήρωση συριγγών.
- Αυτόματη προώθηση των εμβόλων.
- Αυτόματη ανάστροφη κίνηση των εμβόλων.
- Ασφάλεια για το χειριστή.
- Ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας υλικού με φωτεινό σήμα.

Ακόμα μεγαλύτερη ευκολία: Οι πρόσθετες ενδείξεις στην ένδειξη στάθμης, σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε εάν η υπολοιπούμενη ποσότητα υλικού είναι επαρκής για την επόμενη λήψη αποτύπωσης (άνω / κάτω γνάθο).

Φιλικό προς το περιβάλλον: Εξοικονομείται στο μέγιστο δυνατό το υλικό, καθώς κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση του υλικού των φυσιγγίων.



Κωδικός	Συσκευασία
66093755	Dynamix Speed 2
66044995	Variotime® Dynamix® Putty Refill 2 x 380ml & tips
66045000	Variotime® Dynamix® Heavy Refill 2 x 380ml & tips
66045034	Variotime® Dynamix® Monophase Refill 2 x 380ml & tips

Variotime® unlimited? Impression unlimited!



Υλικό ακριβείας αποτύπωσης επόμενης γενιάς

🕒 Η τεχνική σας, οι κανόνες σας.

Προσαρμόζεται στις κλινικές σας ανάγκες - όχι το αντίστροφο.

- Ενδείκνυται για όλες τις τεχνικές και ενδείξεις αποτυπώματος.
- Ένα υλικό αντί για πολλά - μειώνει το απόθεμα και την πολυπλοκότητα.
- Τυποποιεί τις διαδικασίες σε όλη την ομάδα σας.

🕒 Ο χρόνος με το μέρος σας.

Η αποτελεσματικότητα συναντά τη μεταβλητότητα.

- Μεταβλητός χρόνος εργασίας: 1:00-2:30 λεπτά.
- Σταθερός και γρήγορος ενδοστοματικός χρόνος πήξης: 2:30 λεπτά.
- Επιταχύνει τις διαδικασίες χωρίς συμβιβασμούς στην ακρίβεια.



Κωδικός	Συσκευασία
66099323	Variotime Unlimited Cartridge Refill 2 x 50ml
66099326	Variotime Unlimited Trial Kit 50ml

🕒 Ζήστε το με σαφήνεια.

Ακρίβεια που μπορείτε να δείτε - και να αισθανθείτε.

- Υψηλή ακαμψία για εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών και ασφαλή επανατοποθέτηση.
- Εύκολη αφαίρεση - απαλή για εσάς και τους ασθενείς σας.
- Αντίθεση γκρι χρώματος για βέλτιστη αναγνωσιμότητα.

🕒 Απλοποιήστε τα πάντα.

Βελτιστοποιήστε την πρακτική σας με μία έξυπνη λύση.

- Για όλες τις ενδείξεις υψηλής ακρίβειας: ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες και άλλα.
- Λιγότερες παραλλαγές υλικών - καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων.
- Χρησιμοποιήστε το ως μονοφασικό υλικό ή συνδυάστε το με flow υλικό, αν το προτιμάτε.


VARIOTIME® UNLIMITED DYNAMIX

Χαρακτηριστικά

- Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, λεπτόρρευστης σύνθεσης.
- Ενδείκνυται για όλες τις τεχνικές και ενδείξεις αποτυπώματος (ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες και άλλα).
- Εξαιρετική ροή σε συνδυασμό με υψηλή σταθερότητα μέσα στο δισκίο.
- Υψηλή ακαμψία για εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών και ασφαλή επανατοποθέτηση.
- Αντίθεση γκρι χρώματος για βέλτιστη αναγνωσιμότητα.
- Μεταβλητός χρόνος εργασίας: 1:00-2:30 λεπτά.
- Σταθερός και γρήγορος ενδοστοματικός χρόνος πήξης: 2:30 λεπτά.
- Χρησιμοποιείται με συσκευές αυτόματης ανάμειξης.



Κωδικός	Συσκευασία
66099322	Variotime Unlimited Dynamix Refill (2 x 380ml)



Το Oxasil είναι το νέο υλικό αποτύπωσης για ανάμιξη με το χέρι, από τον εφευρέτη του Optosil /Χαντοπρεν. Από το 1965 που εισήχθη για πρώτη φορά στην αγορά, το Optosil / Χαντοπρεν αποτέλεσε το πρότυπο για την ακριβή αναπαραγωγή λεπτομερειών. Το Oxasil παρέχει την εμπειρία και την αξιοπιστία ενός υλικού ανάμιξης με το χέρι και ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό με ένα πολύ ενεργό σύστημα βάσης και ενεργοποιητή. Το Oxasil συνδυάζει βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως παρατεταμένη σταθερότητα στις διαστάσεις, με μια ευχάριστη φρέσκια γεύση.

Πλεονεκτήματα

- Πολύ αποτελεσματικό σύστημα ενεργοποιητή και βάσης.
- Οικονομική χρήση.
- Εύκολη ανάμιξη της σύστασης Soft Putty.
- Αξιοσημείωτη αύξηση του ιξώδους μετά την ανάμιξη, ενώ παραμένει σε ρευστή μορφή (μίξη οπτικού ελέγχου).
- Εξαιρετικός χειρισμός κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
- Ιδανικό για βασικές αλλά και εξειδικευμένες ενδείξεις (όπως αναγόμωση οδοντοστοιχιών, λειτουργικά αποτυπώματα, έλεγχος ακρίβειας εφαρμογής, αποτυπώματα για προσωρινές εργασίες).
- Μεγάλος χρόνος διατήρησης διαστάσεων - υπερβαίνει τις 21 ημέρες για την δημιουργία γύψινου εκμαγείου Ελαφριά γεύση μέντας.



Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
66077391	Oxasil Putty	1 δοχείο x 900ml
66077390	Oxasil Soft Putty	1 δοχείο x 900ml
66077392	Oxasil Light Flow	1 σωληνάριο x 140ml
66077393	Oxasil Very Light Flow	1 σωληνάριο x 140ml
66077396	Oxasil Activator Paste	1 σωληνάριο πάστας x 60 ml

OXASIL® MUCOSA

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΩΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Oxasil Mucosa δημιουργήθηκε ειδικά για αποτύπωση σε ευαίσθητο βλεννογόνο

Ενδείξεις

Μεσαίας ρευστότητας αποτυπωτικό υλικό για αποτυπώματα του βλεννογόνου.

Πλεονεκτήματα

- Θιξοτροπικό, ρευστό υπό πίεση, σταθερό μετά την ανακούφιση της πίεσης.
- Δεν ρέει στην περιοχή του φάρυγγα.
- Ευπροσάρμοστος χρόνος εργασίας.
- Αποστειρώσιμο.



Κωδικός	Συσκευασία	Περιεχόμενο
66077394	Oxasil Mucosa	Σωληνάριο 140ml

looks[®] like kulzer



Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας αλλά και να ενημερώνεστε για όλα μας τα νέα στο επίσημο site της Kulzer Ελλάδας και Κύπρου www.kulzer.gr

Στη σελίδα μας στο Facebook:
Kulzer Greece & Cyprus



Στη σελίδα μας στο Instagram:
@kulzergreece

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου

τηλ. 0030 210 9631971

email: info-gr@kulzer-dental.com

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων

KULZER GmbH

Leipziger Straße 2 63450 Hanau

Germany



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP